

nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator







EN



nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

Before using the Nosiboo Pro, carefully read this guide and the **User Manual** as well! Please keep this guide for future reference.

Supermum & Nosiboo








to be continued...

IN THE BOX



Quick start guide



User manual



Nosiboo Pro

Connecting tube



Colibri head
+Nose tip



Power cord



Air mesh




Tube connector



Contact the distributor if any part is missing!

USING THE NOSIBOO PRO




1. Assemble the Colibri head




First clean* and dry the parts of the Colibri head.

*Check the "CLEANING" section below for more details about the proper cleaning method.


The device can be used for removing the nasal mucus from a child's nose. It cannot be used for any other purpose.



2. Assemble the remaining parts



a) Attach the connecting tube to the device and to the Colibri head.



b) Attach the power cord to the device and the power outlet.

The device is ready to use.

INSTRUCTIONS FOR USE & SETTINGS



1 Select the correct suction power.

Setting recommendations:

- * min. setting for newborns;
- * middle setting for babies;
- * max. setting for small children and preschoolers.



The maximum suction power was determined by ENTs to guarantee that absolutely no harm can be done by overuse or misuse.



If the mucus is thin, you can use the device at a lower setting. If it is thick you can use the device at a higher setting than normal.



2

Turn on the device by pushing the control button and wait 5 seconds.



3

Hold your child in a stable position.


- * Aspirate the nose of infants after laying them into a stable position and hold their head during the process.
- * You may also sit them in an infant bouncer or infant seat.
- * If the child is already able to sit, sit them in your lap. In this case, do not lay the child on their back during the aspiration.

4

Insert the clean, dry nose tip into the child's nostril.

* Move the nose tip around gently to make sure that you get all areas of the nostril.


* In rare instances, it is possible that the nostrils of a newborn are too small for inserting the nose tip. In this case, place the nose tip in a way that the nostril is completely covered. The nasal aspirator's efficiency is enough for cleaning the nasal passages properly.



5

Switch off the device with the control button after use, but don't unplug the device from the electrical outlet until it is completely shut down (min. 5 seconds).

CLEANING



* Remove the connecting tube and the nose tip, then take apart the Colibri housing.




* Wash the parts with liquid soap and lukewarm water.




* You can soak the parts in a disinfection liquid, just make sure the liquid is safe to use for baby equipment.



- * Let the parts dry completely before the next use.




- * It is not allowed to use boiling water, microwave oven, vaporizer or baby bottle sterilizer for cleaning the spare parts because they might deform by heat!




- * Don't wash the connecting tube. Next to proper use, the mucus can't enter the tube so **washing the tube is not necessary**.

- * However, if there is any mucus or liquid in the tube then stop using the device. Clean the tube and let it dry completely. You can wash it under running water and hang it.




- * The air mesh is there to prevent solid objects and dust from entering the housing.
- * The air mesh is not there to absorb any mucus or liquid.
- * If the air mesh is dirty or clogged, you can replace it.
- * It can function well for a very long time next to the proper usage of the device.




- * Clean the housing with a dry, soft cloth.
- * Do not use any liquids, detergents or chemicals.
- * Keep the device in a space where it is protected from dust, direct sunlight and heat.


HINTS & TIPS



- * Do not use the Colibri head and the device without the collared tube.



- * While in use, the device should be in a stable position, standing on a flat surface.
- * Do not cover the vents on the back of the device while in use. Hot air exits the device through the vents.
- * Make sure the heat exits in a different direction than where your child is.




- * The device should only be used by adults.
- * Do not allow children to play with the device, it is NOT A TOY.



- * Dry, very thick mucus can be dissolved by a mild saline solution. After using it, wait a few minutes, wipe excess discharge with a tissue, then reuse the nasal aspirator as directed.
- * Do not use more than 5 ml of saline solution at once.



User manual



AFTER-SALE SERVICE

For more information about usage, cleaning, and for troubleshooting, see the User Manual.

customers in EU: nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com


nosiboo[®]
designed to care


IT



nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

Prima di utilizzare Nosiboo Pro, leggere attentamente questa guida e il **manuale** d'istruzioni! Si prega di conservare questa guida per futuro riferimento.

Supermum & Nosiboo







to be continued...

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Guida rapida



**Manuale
d'istruzioni**



Nosiboo Pro


Tubo flessibile



**Beccuccio
Colibri
+ Beccuccio
anatomico**



**Cavo di
alimentazione**



Filtro



Unità di raccordo



USARE IL NOSIBOO PRO



1. Montare il beccuccio Colibri




Per prima cosa pulire* e asciugare le parti del beccuccio Colibri.

*Consultare la sezione "PULIZIA" di seguito per maggiori dettagli sul metodo di pulizia corretto.


Il dispositivo può essere utilizzato per rimuovere il muco nasale dal naso di un bambino. Non può essere utilizzato per altri scopi.



2. Montare le parti rimanenti



a) Collegare il tubo flessibile al dispositivo e al beccuccio Colibri.



b) Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e alla presa di corrente.

Il dispositivo è pronto all'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO E IMPOSTAZIONI



1

Selezionare la corretta potenza di aspirazione.

Raccomandazioni di impostazione:

- * impostazione minima per i neonati;
- * impostazione media per bambini piccoli;
- * impostazione massima per bambini più grandi e in età prescolare



La potenza di aspirazione efficace e forte (max) è stata dimostrata sicura per l'aspirazione nasale dai medici ORL.



Se il muco è fluido, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione inferiore. Se è denso, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione maggiore.



2

Accendere il dispositivo premendo il pulsante di controllo e attendere 5 secondi.



3


Tenere il bambino in una posizione stabile.

- * Aspirare il naso dei neonati dopo averli adagiati in una posizione stabile e sorreggere loro la testa durante il processo.
- * Potete anche farli sedere in una scraietta o in un seggiolino per bambini.
- * Se il bambino è già in grado di sedersi, prendetelo in braccio. In questo caso, non adagiare il bambino sulla schiena durante l'aspirazione.

4

Inserire la punta pulita e asciutta nella narice del bambino.


- * Spostare delicatamente la punta per assicurarsi di arrivare in tutte le aree della narice.
- * In rare occasioni, le narici di neonati possono essere troppo piccole per inserire il beccuccio. In questo caso, tenere il beccuccio in un modo che la narice è completamente coperta. La potenza dell'aspiratore nasale è abbastanza per pulire i passaggi nasali efficacemente.



5

Spegnere l'apparecchio dopo l'uso con il pulsante di comando, ma non scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica fino al completo spegnimento (min. 5 secondi).

PULIZIA



- * Rimuovere il tubo flessibile e la punta, quindi smontare l'alloggiamento del Colibri.




- * Lavare le parti con sapone liquido e acqua tiepida.




- * È possibile immergere le parti in un liquido disinfettante ma assicurarsi che il liquido sia sicuro per l'utilizzo da parte dei bambini.



* Lasciare asciugare completamente le parti prima dell'uso successivo.




* Non bollire, non sterilizzare nel forno a microonde, non utilizzare un vaporizzatore o sterilizzatore per biberon.



* Non lavare il tubo flessibile. Se il dispositivo viene utilizzato correttamente, il muco non può entrare nel tubo, quindi non è necessario lavare il tubo.

* Tuttavia, se nel tubo è presente del muco o del liquido, interrompere l'uso del dispositivo. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare completamente. Può essere lavato sotto acqua corrente e appeso.




* Il filtro serve ad evitare che oggetti solidi e polvere entrino nell'alloggiamento.
* Il filtro non serve ad assorbire muco o liquido.
* Se il filtro è sporco o intasato, è possibile sostituirlo.
* Può funzionare bene per molto tempo se il dispositivo viene utilizzato correttamente.




* Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e asciutto.
* Non utilizzare liquidi, detersivi o prodotti chimici.
* Conservare il dispositivo in uno spazio protetto da polvere, luce solare diretta e calore.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI



* Non utilizzare il beccuccio Colibri e il dispositivo senza il tubo con colletto.



* Durante l'uso, il dispositivo deve essere in posizione stabile, verticale su una superficie piana.
* Non coprire le bocchette di ventilazione sul retro del dispositivo durante l'uso. L'aria calda esce dall'apparecchio attraverso le bocchette di ventilazione.
* Assicuratevi che il calore esca in una direzione diversa da quella in cui si trova il vostro bambino.



* Il dispositivo deve essere utilizzato solo da adulti.
* Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo, non è un GIOCATTOLO.



* Il muco secco e molto denso può essere sciolto da una soluzione salina leggera. Dopo l'uso, attendere alcuni minuti, pulire le fuoriuscite in eccesso con un fazzoletto di carta, quindi riutilizzare l'aspiratore nasale come indicato.
* Non utilizzare più di 5 ml di soluzione salina in una volta sola.



Manuale d'istruzioni



SERVIZIO POST-VENDITA

Per ulteriori informazioni sull'uso, la pulizia e la risoluzione dei problemi, vedere la sezione manuale d'istruzioni.

clienti nell'UE: [nosiboo.eu](https://www.nosiboo.eu)
customerservice@nosiboo.com


nosiboo^{*}®
designed to care


FR


nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator

Avant d'utiliser Nosiboo Pro, veuillez lire attentivement ce guide ainsi que le **manuel de l'utilisateur** ! Conservez ce guide pour le consulter ultérieurement.

Supermum & Nosiboo








to be continued...

LA BOÎTE CONTIENT



Guide de démarrage rapide



Manuel d'utilisation



Nosiboo Pro

Tube d'aspiration



Tête Colibri
+ Embout nasale




Cordon d'alimentation



Maillage de l'air



Pièce de connexion



Veuillez contacter le distributeur s'il manque des pièces.

UTILISATION DU NOSIBOO PRO





1. Assemblez la tête Colibri




Tout d'abord, nettoyez* et séchez les pièces de la tête Colibri.

*Consultez la section « NETTOYAGE » ci-dessous pour plus de détails sur la méthode de nettoyage appropriée.


Le dispositif peut être utilisé pour retirer le mucus nasal du nez d'un enfant. Il ne doit être utilisé à aucune autre fin.



2. Assemblez les pièces restantes



a) Connectez le tube d'aspiration au dispositif et à la tête Colibri.



b) Branchez le cordon d'alimentation sur le dispositif et la prise d'alimentation.

Le dispositif est prêt à l'emploi.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RÉGLAGES



1

Sélectionnez la puissance d'aspiration appropriée.

Recommandations de réglage :

- * réglage minimal pour les nouveau-nés
- * réglage intermédiaire pour les bébés
- * réglage maximal pour les jeunes enfants



La puissance d'aspiration efficace et forte (max) s'est avérée sûre pour l'aspiration nasale par des ORL.



Si le mucus est peu épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus bas. S'il est plus épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus élevé que la normale.



2

Allumez le dispositif en appuyant sur le bouton de commande et attendez 5 secondes.



3

Maintenez votre enfant dans une position stable.


- * Allongez le bébé dans une position stable avant de procéder à l'aspiration, et maintenez sa tête pendant le processus.
- * Vous pouvez également l'asseoir dans un transat ou un siège pour bébé.
- * Si l'enfant est déjà capable de s'asseoir, asseyez-le sur vos genoux. Dans ce cas, n'allongez pas l'enfant sur le dos pendant l'aspiration.

4

Insérez l'embout nasal propre et sec dans la narine de l'enfant.

* Déplacez l'embout nasal dans la narine en douceur afin de couvrir toutes les zones.


* Il peut arriver que les narines d'un nouveau-né soient encore trop petites pour y insérer l'embout nasal. Dans ce cas, posez la pointe de l'embout au nez de façon qu'elle couvre complètement l'entrée de la narine. La puissance d'aspiration du mouche-bébé est suffisante pour nettoyer correctement les voies nasales.



5

Éteignez le dispositif après l'utilisation avec le bouton de commande, mais ne débranchez pas le dispositif de la prise d'alimentation avant son arrêt complet (min. 5 secondes).

NETTOYAGE



* Retirez le tube d'aspiration l'embout nasal, puis démontez le boîtier Colibri.




* Lavez les pièces avec du savon liquide et de l'eau tiède.




* Il est possible de faire tremper les pièces dans un liquide désinfectant. Vérifiez simplement que le liquide peut être utilisé avec un équipement de périculture.



* Laissez les pièces sécher complètement avant la prochaine utilisation.




* Ne faites pas bouillir le dispositif, ne le stérilisez pas au four à micro-ondes, n'utilisez pas de vaporisateur ni de stérilisateur pour biberon.



* Ne lavez pas le tube d'aspiration. Lors d'une utilisation correcte, le mucus ne peut pas rentrer dans le tube, donc son nettoyage n'est pas nécessaire.


* Toutefois, si vous constatez la présence de mucus ou de liquide à l'intérieur du tube, cessez d'utiliser le dispositif. Nettoyez le tube et laissez-le sécher complètement. Vous pouvez le rincer sous l'eau courante et le suspendre.



* Le maillage de l'air est destiné à empêcher la pénétration des corps solides et de la poussière dans le boîtier.

* Le maillage de l'air n'est pas prévu pour l'absorption de mucus ou de liquide.
* Si le maillage de l'air est sale ou encrassé, elle peut être remplacé.

* Elle peut fonctionner pendant très longtemps si le dispositif est utilisé correctement.




* Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux sec.


* N'utilisez pas de liquide, de détergent ou de produit chimique.

* Gardez le dispositif à l'abri de la poussière, de la lumière du soleil et de la chaleur.

ASTUCES ET CONSEILS



* N'utilisez pas la tête Colibri et le dispositif sans le tube à collet.



* Pendant son utilisation, le dispositif doit être dans une position stable, sur une surface plane.

* Ne recouvrez pas les ouvertures d'aération à l'arrière du dispositif pendant son utilisation. De l'air chaud sort du dispositif par les ouvertures d'aération.

* Assurez-vous que la chaleur n'est pas dirigée vers votre enfant.



* Le dispositif ne doit être utilisé que par des adultes.

* Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif, ce n'est PAS UN JOUET.




* Le mucus très épais et sec peut être dissous par une solution légèrement saline. Après son utilisation, attendez quelques minutes, essuyez l'excès avec un mouchoir, puis réutilisez le mouche-bébé tel qu'indiqué.

* N'utilisez pas plus de 5 ml de solution saline à la fois.



Manuel d'utilisation



SERVICE APRES-VENTE

Pour plus d'informations sur l'utilisation,
le nettoyage et en cas de problèmes,
consultez le manuel d'utilisation.

les clients dans l'UE : nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com


nosiboo^{*}®
designed to care



KR



nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

노시부 프로를 사용하기 전, 본 가이드와 사용자 메뉴얼을 자세 히 읽어 주시기 바랍니다. 이후의 참조를 위해 본 가이드를 지참해 주세요.

Supermum & Nosiboo








to be continued...

박스 내부 구성



퀵 스타트 가이드



사용자 매뉴얼



노시부 프로

연결 튜브



콜리브리 헤드
+ 노즐 팁



전원 코드



필터


튜브 연결 부품



부품이 없는 경우 제조사로 연락 부탁드립니다.

노시부 프로 사용법



1. 콜리브리 헤드를 조립하십시오.




가장 먼저 콜리브리 헤드를 세척 및 건조해 주세요.

*(‘세척’부분에서 세척방법에 대한 자세한 설명을 참조해주세요.)


본 기계는 아이들의 코에서 콧물을 제거 하는데 사용되어 질 수 있습니다. 다른 용도로 사용할 수 없습니다.



2. 남은 부품을 조립하십시오.



a) 연결튜브를 기계와 콜리브리 헤드에 연결해주세요.



b) 전원코드를 기계에 장착해주세요.

본 기계는 사용할 준비가 되었습니다.

사용 및 설치 설명서



1

알맞은 흡인 강도를 설정해주세요.
권장 흡인 강도 설정 :

- * 신생아 : min (가장 약한 강도)
- * 아기 : middle (중간 강도)
- * 어린이, 미취학아동 : max (가장 강한 강도)



흡입의 최대(max) 강도는 기계가 아이에게 잘못 사용되지 않도록 전문가에 의해 설정되었습니다.



가벼운 콧물은 낮은 강도로 사용가능 하며, 콧물의 양이 많은 경우, 보통보다 높은 강도로 사용 가능합니다.



2

전원버튼을 눌러 기계의 전원을 켜고 5초 기다려 주십시오.



3



아이의 움직이지 않도록 잡아주세요.

- * 머리를 잡고 아이를 안정된 자세로 잡은 후, 아이의 코를 흡인해 주세요.
- * 바운서 또는 아기전용의자에 앉힐 수도 있습니다.
- * 아이가 앓을 수 있다면, 무릎에 앉히세요. 흡인 중에는 절대로 엎드리지 않도록 하세요.

4

깨끗하고, 건조된 노즐팁을 아이의 콧구멍에 삽입하십시오.


- * 노즐팁을 부드럽게 움직여 코 안의 모든 부위에 닿도록 해주세요.
- * 드문 경우로, 신생아의 콧구멍이 너무 작아 노즈 팁 삽입이 불가능 수도 있습니다. 이런 경우엔 콧구멍을 완전히 덮는 방식으로 노즈 팁을 배치하여 사용할 수 있습니다. 콧물흡입기의 효율은 비강내 청소를 하기에 충분합니다.




5

전원버튼을 이용하여 장치의 전원을 끄고 완전히 종료될 때까지 전원 콘센트에서 장치를 분리하지 마십시오. (최고 5초)

세척



* 연결튜브와 노즐팁을 장치에서 분리하고, 플리브리 헤드를 분리하세요.




* 액체비누와 미지근한 물로 부품을 세척해 주세요.



* 부품을 소독액에 담구어 사용할 수 있지만, 아이의 장비에 사용하기에 안전하지 꼭 확인해주세요.




* 다음 사용 전에 완벽히 건조해 주세요.




* 끓는 물, 전자레인지 소독, 찜기 또는 물을 사용하는 젓병소독기 사용은 권장하진 않습니다.

본 상품은 위의 세척방법이 가능한 하지만, 사용자의 사용방법에 따라 다르기 때문에 (예: 전자레인지 또는 소독기에 넣는 물의 양) 권장하고 있지 않습니다.




* 연결 튜브를 세척하지 마십시오. 본 제품을 올바르게 사용하면, 튜브 내로 점액이 들어갈 수 없기 때문에 따로 세척할 필요가 없습니다.

* 하지만, 점액 또는 다른 액체가 튜브 내로 들어갔다면, 장치 사용을 멈추십시오. 튜브를 세척하고 완벽하게 건조해 주세요. 흐르는 물에 씻어 걸어 두시면 됩니다.




- * 필터는 단단한 물체와 먼지가 본체 안에 들어가는 것을 방지합니다.
- * 필터는 점액이나 액체를 흡수하지 않습니다.
- * 필터가 더럽거나 막힌 경우 교체할 수 있습니다.
- * 본 장치를 올바르게 사용하면, 오랜 기간 동안 잘 작동할 것입니다.




- * 부드럽고 건조된 천으로 본체를 청소해주세요.
- * 액체, 세제 또는 화학물질은 사용을 삼가해주세요.
- * 먼지, 직사광선 및 열이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

사용 팁



* 이음부 튜브 없이 콜리트리 헤드와 장치를 사용하지 마십시오.



- * 사용하는 동안 장치는 평평한 곳에 안정된 상태로 놓여져 있어야 합니다.
- * 사용 중 장치 뒷면의 통풍구를 막지 마십시오. 통풍구를 통해 뜨거운 공기가 빠져나옵니다.
- * 뜨거운 공기 및 열이 아이가 있는 곳과는 다른 방향으로 나가도록 위치해 주세요.




- * 본 기계는 성인에 의해서만 사용되어 질 수 있습니다.
- * 어린이가 기계를 가지고 놀지 못하게 해주세요. 장난감이 아닙니다.



- * 건조하고 두꺼운 점액은 순한 식염수로 녹일 수 있습니다. 식염수 투입 후, 몇 분 정도 기다렸다가 티슈로 분비물을 닦아 낸 다음 지시에 따라 재사용하십시오.
- * 한 번에 5ml 이상의 식염수를 사용하지 마십시오.



사용설명서



A/S 서비스
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해 주세요.

한국 내의 고객 : nosiboo.kr
customer@nosiboo.kr
+82 (0)2-419-3927

nosiboo^{*}®
designed to care



JP



nosiboo^{*}pro[®]
electric nasal aspirator

ご使用前に本書と取扱説明書を
よくお読みください。本書を大
切に保管してください。

Supermum & Nosiboo








to be continued...

内容物



クイックマニュアル



取扱説明書



吸引器本体



吸引チューブ



鼻水カップ+ノズル



電源コード



フィルタ



吸引チューブ差込口



内容物に不足・不備等ございましたら、ご購入いただいた販売店または、製造販売元にお問合せください。

お使いになる前に



1. 鼻水カップを組立てる。




清潔*で乾燥させた鼻水カップ

*洗浄方法については、「洗浄方法」のセクションをご確認ください。


本製品は、お子さまの鼻水吸引用に設計されていますので、他の目的には使用しないでください。



2. 本体に部品を装着する。



a) 吸引チューブを鼻水カップと本体の吸引チューブ差込口に装着してください。



b) 電源コードを本体とコンセントに接続してください。

準備完了です。

使用方法と設定



1

1. 吸引力の設定

吸引力設定の目安:

- * 新生児: 弱 (min)
- * 乳幼児: 中 (min と max の中間)
- * 幼児・小児以上: 強 (max)



強 (max) の吸引力については、耳鼻咽喉科医によって安全であることが証明されています。

サラサラな鼻水は、比較的弱めの吸引力に設定してください。ネバネバな鼻水は、通常よりも強めの吸引力に設定してください。



2

電源ボタンを押して本体の電源を入れ、5秒間待ちます。



3

安定した体勢となるようにお子さまの体をしっかり支えてください。


- * 新生児・乳児: 大人の方がお子さまの体を支えて動かないように固定し、吸引中は、頭が動かないように押さえてください。
- * 幼児: 幼児用椅子やバウンサーに座らせて吸引することもできます。
- * お子さまの腰が据わっていれば、大人の方の膝の上に座らせて体を支えてください。吸引中は、お子さまを仰向けにしないでください。



4

清潔で乾燥させたノズルをお子さまの鼻の穴に挿入します。


- * 鼻の穴にノズルを挿入した状態で、そっと動かしながら、角度や向きを変えて鼻水のある場所を探すように吸引してください。
- * 稀に新生児の鼻孔が小さすぎてノズル先端を鼻孔内に挿入できないことがあります。この場合は、ノズル先端を鼻孔が覆われるように密着させて吸引することで鼻腔内を適切に清掃することができます。




5

吸引が終わったら、電源ボタン押し、OFFにしてください。電源ボタンを押した後、モーターが完全に停止するまで (約5秒間)、コンセントから本体のプラグを抜かないでください。


洗浄方法について



- * 吸引チューブとノズルを鼻水カップから取り外し、鼻水カップを分解します。




- * 中性洗剤とぬるま湯でノズルと鼻水カップを洗います。




- * 必要に応じて、部品 (ノズル、鼻水カップ、吸引チューブ) を消毒することができます。ご使用される消毒液がベビー用品に安全に使用できることを必ずご確認ください。



* 洗浄した部品を十分に乾かしてください。




* 煮沸消毒、食器洗い機、電子レンジ、哺乳瓶滅菌機などの加熱機器での消毒・洗浄は、各部品が熱で変形、破損する恐れがある為できません。



* 正しくお使いいただくことで、吸引チューブに粘液が入らない特許構造となっていますので、吸引チューブを洗う必要はございません。

* 万一、吸引チューブ内に鼻水が入ってしまった場合は、直ちに使用を中止してチューブの内部をきれいに洗浄して、十分に乾燥させてください。



* フィルターは、本体内部に固形物や埃などの侵入を防ぐためにあります。

* エアメッシュは、粘液または液体を吸収するものではありません。

* フィルターが汚れている、または異物によって詰まっている場合は、直ちに新しいものに交換してください。

* 本製品を清潔な環境で正しくご使用いただいた場合、フィルターを長くご使用いただけます。




* 本体は、乾いた柔らかい布で拭いて掃除します。


* 液体、洗剤、化学薬品は使用しないでください。

* 埃や直射日光と高温多湿を避け、清潔な場所に保管してください。

ご注意ください。



* 吸引チューブが装着されていない状態で本体または鼻水カップを使用しないでください。



* 安定した平らな場所に本体を置いてご使用ください。

* 本体の背面の排気口を布や布団などで塞がないでください。排気口からは熱風が出ます。

* 動作中は常にお子さまに対して本体を正面（吸引チューブ差込口側）に向けてご使用ください。



* 本体は、必ず大人の方が操作を行ってください。

* 本体をお子さまの手の届くところに、置かないたり、遊ばせたりしないでください。おもちゃではありません。



* 乾燥しているカリカリ鼻水または、粘度の高いネバネバ鼻水は、事前に生理食塩水で鼻洗浄をするとやわらかくなり、吸引しやすくなります。鼻洗浄をした直後は、数分間待ち、ティッシュなどで鼻腔内付近にある余分な分泌物を十分にふき取ってから、吸引を開始してください。

* 生理食塩水を一度に5ml以上吸引しないでください。



取扱説明書



アフターサービス
使い方、洗浄方法、およびトラブルシュー
ティングの詳細については、取扱説明書をご
確認ください。

日本: nosiboo.jp
aidee@jct-inc.jp
Tel: 082-962-1701

受付時間: 平日9:00~17:00
株式会社ジェイ・シー・ティ

^{*}
nosiboo[®]
designed to care